



FICHE TECHNIQUE

Réf. 0700427

•DESIGNATION

- Papier filtre quantitatif (sans cendre)
- Matière: 100% cellulose
- Liant: résine agréée FDA
- Diamètre 70 mm
- Boîte de 100 filtres

•APPLICATIONS

- Industries chimique, agroalimentaire, des boissons
- Analyses atmosphériques
- Analyses des sols
- Sulfate de barium et de plomb, fluorure de calcium, sulfites de zinc et de nickel...

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	84	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,2	mm	
Vitesse de filtration	55	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Rétention	14-18	µm	
Taux de cendres	0.01	%	DIN 53138