



A conserver dans un endroit sec et tempéré à l'abri de la lumière.

- **DESIGNATION**

- Membranes filtrantes
- Matière : esters de cellulose mixte
- Surface : lisse et plane
- Hydrophiles

- **APPLICATIONS**

- Filtration des eaux
- Analyses microbiologiques
- Analyses gravimétriques et qualitatives des particules
- Détermination des protéines
- Identification des acides nucléiques
- Préfiltration et clarification des échantillons

- **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITES
Porosité	0.80	µm
Débit *	87.2-135.8	ml/min/cm ² @10psi
Epaisseur	130-170	µm
Point de bulles *	16.0-19.6	Psi

* Débit et point de bulles testées avec une eau à 25°C

- **DONNEES COMMERCIALES**

Membranes non stériles

Diamètre (mm)	47
Réf. commerciale	0700905
Couleur	Blanche
Conditionnement	100