

<b>FERMETURE SECURISEE BTE 10</b>				
<b>Référence</b>	<b>9.073295</b>	<b>9.073296</b>	<b>9.073297</b>	<b>9.073298</b>
<b>Référence fabricant</b>	061.09.0B1	061.09.0R1	061.09.0Y1	061.09.0G1
<b>Couleur</b>	Bleu	Rouge	Jaune	Vert
<b>Conditionnement</b>	10	10	10	10
<b>Caractéristiques</b>	<p>► La bague d'inviolabilité est utilisée pour garantir le verrouillage de sécurité et la durabilité du produit à l'intérieur des flacons.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Insérer le câble dans le trou du bouchon et du flacon lui-même. Puis insérer le câble dans le trou de la bague comme illustré.</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>La dernière étape consiste à tourner la clé jusqu'à ce que le câble soit suffisamment serré pour fournir un verrouillage de sécurité optimal.</i></p> </div> </div>			

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT 9.073295

juin 24