

FICHE TECHNIQUE	
TC50615 ENCRE ROUGE AVEC ERYTHROSINE B	
REV. 1 - 03/09/2021	Méthode de contrôle MC2810

Nom du produit	ENCRE ROUGE AVEC ERYTHROSINE B	
Code du Produit	TC50615	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE		
Aspect	Liquide transparent rouge	
Absorption maximale Lambda max (H2O)	524 - 527 nm	
A1 %/1 cm (0,005 g/l ; H2O)	930 - 1170	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		