

FICHE TECHNIQUE	
TC85700 TAMPON solution pH 4,00 ± 0,02 à 20°C	
Rév.02 - 30/07/2021	Méthode de contrôle MC385

Nom produit	TAMPON solution pH 4,00 ± 0,02 à 20°C	
Code produit	TC85700	
Composition	Solution aqueuse de potassium phosphate et sodium phosphate	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Apparence	Liquide clair incolore	
pH (20° C)	6,98 – 7,02	
Correspondance température (°C) / pH		
0	7,13	
5	7,07	
10	7,05	
15	7,02	
20	7,00	
25	6,98	
30	6,98	
35	6,96	
40	6,95	
50	6,95	
60	6,96	
70	6,96	
80	6,97	
90	7,00	
<p>La valeur trouvée peut être retracée grâce à une chaîne de comparaisons avec le matériau de référence des normes 186Ig-186IIg du National Institute of Standards and Technology (NIST – États-Unis – www.nist.gov)</p>		
DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		