

FICHE TECHNIQUE	
TC85400 TAMPON solution pH 4,00 ± 0,02 à 20°C	
Rév.02 - 30/07/21	Méthode de contrôle MC103

Nom produit	TAMPON solution pH 4,00 ± 0,02 à 20°C	
Code produit	TC85400	
Composition	Solution aqueuse d'Acide citrique et hydroxyde de sodium	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Apparence	Liquide clair incolore	
pH (20° C)	3,98 – 4.02	
Correspondance température (°C) / pH		
0	4,05	
5	4,04	
10	4,02	
15	4,01	
20	4,00	
25	4,01	
30	4,01	
35	4,01	
40	4,01	
50	4,00	
60	4,00	
70	4,00	
80	4,00	
90	4,00	
La valeur trouvée peut être retracée grâce à une chaîne de comparaisons avec le matériau de référence standard 185i du National Institute of Standards and Technology (NIST – États-Unis – www.nist.gov)		
DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		