

FICHE TECHNIQUE	
TC85300 TAMPON solution pH 3,00 ± 0,02	
Rév.01 - 19/06/2001	Méthode de contrôle MC373

Nom produit	TAMPON solution pH 3,00 ± 0,02	
Code produit	TC85300	
Composition	Solution d'acide citrique, d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Apparence	Liquide clair incolore	
pH (20° C)	6,98 – 7,02	
Correspondance température (°C) / pH		
0	3,05	
5	3,05	
10	3,03	
15	3,01	
20	3,00	
25	3,00	
30	3,00	
35	3,00	
40	2,98	
50	2,97	
60	2,97	
70	2,97	
80	2,97	
90	2,96	
La valeur trouvée peut être retracée grâce à une chaîne de comparaisons avec le matériau de référence standard 185i du National Institute of Standards and Technology (NIST – États-Unis – www.nist.gov)		
DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		