



	FLACON CARREE 2000ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE	
Référence	GF02000RG	GFS2000RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Dimensions	Base 97*109 mm Hauteur 244 mm	
Type fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire	
Conditionnement	48 / carton	
Stérilisation	NA	par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.