



FT900710

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE
EAU DEMINERALISEE**

Eau déminéralisée par passage à travers une résine échangeuse d'ions

CONDITIONNEMENTS

5 L
10 L
20 L

CODES

9007101
9007102
9007103

EMBALLAGES

Jerrican homologué ONU
Jerrican homologué ONU
Jerrican homologué ONU

TOLERANCE – CONTROLE

- Seuil maximum de conductivité = 20 μ s
(résistivité = 0.05 MEG OHM/cm)
- Le contrôle est effectué sur l'ensemble de la cuve après brassage.

CONSERVATION

Température ambiante

Date de fabrication sur l'étiquette