

**SPÉCIFICATION TECHNIQUE**

TC52999 ETHER ÉTHYLIQUE stabilisé extrêmement pur

REV.03 DATE 30/01/2020

Nom du produit	<b>ETHER ÉTHYLIQUE stabilisé extrêmement pur</b>
Code produit	<b>TC52999</b>
Formule – m.m. – C.A.S.	<b>(CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O - 74,12 - 60-29-7</b>
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	
<b>Aspect</b>	liquide clair sans suspensions
<b>Titre (GLC)</b>	≥ 99,0 %
<b>Couleur</b>	< 10 APHA
<b>Densité à 20°C</b>	0,714 - 0,716
<b>Humidité</b>	< 0,05 %
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	