

FICHE TECHNIQUE	
TC69278 INDICATEUR DE CRESOLPHTALINE-o 2%	
REV. 1 - 25/06/2021	Méthode de contrôle MC2609

Nom du produit	INDICATEUR DE CRESOLPHTALINE-o 2%
Code du Produit	TC69278
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Aspect	Liquide transparent légèrement jaune
Intervalle de virage (incolore - rouge)	8,2 - 9,8
Sensibilité à l'utilisation	MC2609
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	