

<b>SPÉCIFICATION TECHNIQUE</b>
TC69999 HYDROXYDE DE POTASSIUM gouttes extrêmement pures 85%
REV.02 DATE 17/10/2016

Nom du produit	<b>HYDROXYDE DE POTASSIUM gouttes extrêmement pures 85%</b>
Code produit	<b>TC69999</b>
Formule – m.m. – C.A.S.	<b>KOH - 56,11 - 1310-58-3</b>
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	
<b>Titre</b>	≥ 85 %
<b>Sodium total (sous forme de NaOH)</b>	≤ 1 %
<b>Chlorures totaux</b>	≤ 50 ppm
<b>Carbonates (tels que K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)</b>	≤ 0,5 %
<b>Fer</b>	≤ 5 ppm
<b>Nickel</b>	≤ 10 ppm
<b>Arsenic</b>	≤ 3 ppm
<b>Métaux lourds (comme le Pb)</b>	≤ 10 ppm
<b>Mercure</b>	≤ 0,1 ppm
<b>Phosphates</b>	≤ 20 ppm
<b>Sulfates</b>	≤ 50 ppm
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET, DONC, NON SIGNÉ	