

FICHE TECHNIQUE	
TC85200 TAMPON solution pH 2,00 ± 0,02	
Rév.01 - 27/07/2001	Méthode de contrôle MC

Nom produit	TAMPON solution pH 2,00 ± 0,02	
Code produit	TC85200	
Composition	Solution d'Acide citrique et acide chlorhydrique	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Apparence	Liquide clair incolore	
pH (20° C)	1,98 - 2,02	
Correspondance température (°C) / pH		
	20	2,00
	25	2,00
	30	2,00
	35	2,00
	40	2,00
	50	2,00
	60	2,00
	70	2,01
	80	2,01
	90	2,01
La valeur trouvée peut être retracée grâce à une chaîne de comparaisons avec le matériau de référence standard 185i du National Institute of Standards and Technology (NIST – États-Unis – www.nist.gov)		
DOCUMENT DÉLIVRÉ PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ		